



Sondengängigkeit von Peroralia

Hinweis: Kann ein Medikament nicht über die Sonde gegeben werden, bitte Arzt informieren und neue Verordnung einholen. Für Rückfragen steht auch die Apotheke unter Tel.: 4223 oder 4573 oder 4574 zur Verfügung.

Arzneimittel	Wirkstoff	Applikationszeitpunkt	Zerkleinerungsmöglichkeit	Hinweise, Sondenapplikation
ACC long Brtbl.	Acetylcystein	nach dem Essen	löslich	Brausetabletten auflösen und über die Sonde applizieren.
Acerbon 2,5mg Tbl. Acerbon 10mg Tbl.	Lisinopril	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Acercomp Tbl. Acercomp mite Tbl.	Lisinopril/ Hydrochloro- thiazid	unabhängig von Mahlzeit bzw. morgens	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Acimethin 500mg Tbl.	Methionin	vor dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Actos 30mg Tbl.	Pioglitazon	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Adalat retard 20mg Tbl.	Nifedipin	nach dem Essen	nicht teilbar, eingeschränkt zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette nur vorsichtig und grob zerkleinern oder mit wenigen Tropfen Wasser zerdrücken, in Flüssigkeit suspendieren und zügig applizieren. Lichtempfindlich. Alternative: Nifedipin Tr. (unretardiert, daher Dosisanpassung, Sonderanforderung) oder Adalat i.v.
Adumbran 10mg Tbl.	Oxazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Akineton retard 4mg Tbl.	Biperiden	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich (Matrixtbl., Retardeffekt geht verloren). Alternative: Akineton 2mg Tbl. (Dosisanpassung, da unretardiert, Sonderanforderung).
Aldactone 25mg Drg. Aldactone 50mg Drg.	Spirolacton	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (Dragee schwierig zu zerkleinern). Probleme bei Duodenal-/Jejunalsonden. Lichtempfindlich.
Aldactone 100mg Kps.	Spirolacton	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, Inhalt in Wasser/Nahrung suspendieren und über die Sonde applizieren. Lichtempfindlich.
Allopurinol 100/300mg Tbl.	Allopurinol	nach dem Essen	zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Sonde gut nachspülen. Wirkstoff ist lichtempfindlich.
Alna Ocas 0,4mg Retardkps.	Tamsulosin	nach dem Frühstück	nicht zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, Pellets mit reichlich Flüssigkeit applizieren (Pellets nicht mörsern).
Amantadin 100mg Tbl.	Amantadinsulfat	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Amaryl 1/2/3mg Tbl.	Glimepirid	vor oder während dem Frühstück	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Amlodipin 5mg Tbl.	Amlodipin	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Arzneistoff ist lichtempfindlich.
Amoclav 500 Plus Tbl.	Amoxicillin / Clavulansäure	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Amoxicillin 1000 mg Tbl.	Amoxicillin	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Anafranil 25mg Drg.	Clomipramin	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/ löslich	Sondenapplikation möglich.
Androcur 50mg Tbl.	Cyproteron	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Anti-Phosphat 600mg Tbl.	Algeldrat	vor dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Aponal 50mg Filmtbl.	Doxepin	vor oder nach dem Essen, oder abends vor dem Schlafengehen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Doxepin Tr. (Sonderanforderung).
Arelix 6mg Tbl.	Piretanid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Aspirin 100mg N Tbl.	Acetylsalicylsäure	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Im Wasser zerfallen lassen.
Aspirin 500mg Tbl.	Acetylsalicylsäure	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Im Wasser zerfallen lassen. Alternative: Aspirin plus C Brtbl.
Aspirin protect 300mg Tbl.	Acetylsalicylsäure	vor dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich (magensaft-resistenter Überzug). Alternative: Aspirin 100 N Tbl.
Astonin H 0,1mg Tbl.	Fludrocortison	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, löslich	Sondenapplikation möglich.
Atosil 20mg/ml Tr.	Promethazin	abends, vor dem Schlafengehen (nicht auf vollen Magen)	löslich	Sondenapplikation möglich. (Beachte: pH 2,3 und 1407 mOsm/l), mit ca. 50ml Wasser verdünnen).
Avandia 8mg Tbl.	Rosiglitazon	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Avalox 400mg Filmtbl.	Moxifloxacin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. In Wasser lösen und über die Sonde applizieren.
Azafalk 50mg Filmtbl.	Azathioprin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, löslich	Sondenapplikation möglich. Lichtschutz. Cave: Wegen Staubentwicklung beim Zermörsern, Schutzmaßnahmen beachten (Handschuhe und Mundschutz, keine Zubereitung durch Schwangere).
Baldrian Dispert Drg.	Trockenextrakt aus Baldrianwurzel	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Baldriantinktur „Hetterich“	Baldriantinktur	vor dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation mit 15-30ml Wasser verdünnen.
Bambec 10mg Tbl.	Bambuterol	abends vor dem Schlafen gehen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Bayotensin mite 10mg Tbl. Bayotensin 20mg Tbl.	Nitrendipin	nach dem Essen	teilbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Wirkstoff ist sehr lichtempfindlich , deshalb kurz vor Applikation grob zerkleinern, in Wasser suspendieren und schnell über die Magensonde verabreichen.
Beloc Zok 95mg Retardtbl. Beloc Zok mite 47,5mg Retardtbl.	Metoprolol	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Nicht mörsern! Tablette in Wasser geben, Retardpellets suspendieren und nach Umrühren ohne große Zeitverzögerung über die Sonde applizieren.
Benuron 500mg Tbl.	Paracetamol	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Mit ca. 15ml Wasser lösen bzw. suspendieren. Nicht zusammen mit der Nahrung geben. Alternative: Benuron Saft.
Benuron Saft	Paracetamol	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Bifiteral Sirup	Lactulose	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (verdünnen mit 15-30ml Wasser).
Bisohexal 5/10mg Filmtbl.	Bisoprolol	morgens vor oder nach dem Frühstück	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Blopress 16mg Tbl.	Candesartanancilexetil	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Blopress 8/12,5mg Tbl.	Irbesartan/ Hydrochloro- thiazid	unabhängig von Mahlzeit	zermörserbar, nicht löslich, suspendierbar	Sondenapplikation möglich (in pulverisierter Form oder als Suspension).
Calciumcarbonat 500mg Tbl.	Calciumcarbonat	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Calcium Sandoz forte 500mg Brtbl.	Calciumlacto- gluconat/- carbonat	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Brtbl. auflösen und über die Sonde applizieren.
CaptoHexal 12,5/ 25mg Tbl.	Captopril	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Carbimazol 10mg Tbl.	Carbimazol	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette in Wasser dispersieren und über die Sonde geben.
Cebion Brtbl.	Vitamin C	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Brtbl. auflösen und über die Sonde applizieren.
Cedur retard 400mg Tbl.	Bezafibrat	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Cedur 200mg Drg. (Sonder- anforderung). Dosisanpassung, da unretardiert.
Cefasel 100µg Tbl.	Selen	unabhängig von Mahlzeit	zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Cefixim 200mg Filmtbl.	Cefixim	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Sonde gut nachspülen.
Cephalexin 1000mg Filmtbl.	Cephalexin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich,	Sondenapplikation möglich. Herstellen einer Suspension und rasche Applikation. Alternative: Cephalexin Trockensaft (Sonderanforderung).
Cetirizin 10mg Filmtbl.	Cetirizin	abends, unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Sonde gut nachspülen.
Chloralhydrat rot 250mg Kps.	Chloralhydrat	½ h vor dem Schlafengehen mit reichlich Flüssigkeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, löslich	Sondenapplikation möglich. Weichgelatine kapseln manuell an der Naht öffnen und Inhalt mit der Nahrung über die Sonde geben.
Cholspasmin forte 400mg Tbl.	Hymecromon	zu dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Cipramil 20mg Filmtbl.	Citalopram	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Ciprobay 500mg Filmtbl.	Ciprofloxacin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Ciprobay Saft (Sonderanforderung). Wirkungsabschwächung möglich bei gleichzeitiger Einnahme mit mineralischen Antacida/ Sucralfat/ Präparaten mit Ca, Zink, Mg, Fe, Al, / Milchprodukte/ Didanosin-haltigen Virustatika. Deshalb zeitversetzte Gabe von Ciprobay, ca. 2h vor oder mind. 4h nach solchen Präparaten.
Clindahexal 300mg Kps.	Clindamycin	unabhängig von Mahlzeit	nicht zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, Kapsel- inhalt in 10ml Wasser sorgfältig suspendieren und applizieren. Sonde gut nachspülen.
Clonistada retard 250µg Kps.	Clonidin	nach dem Essen	nicht zermörserbar, suspendierbar	Keine Sondenapplikation möglich, da Retardpellets. Alternative: Clonistada 150µg Tbl (unretardiert, daher Dosisanpassung).
Clonistada 150µg Tbl.	Clonidin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Clont 250mg Tbl. Clont 400mg Filmtbl.	Metronidazol	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Applikation möglichst bald nach Zerkleinerung, da Arzneistoff lichtempfindlich.
Clozapin 25/50 mg Tbl.	Clozapin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (Sonderanforderung).
Codeinum phosphoricum forte 50mg Tbl.	Codein	zu der Nacht	teilbar; zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. In ca. 30ml Wasser lösen und applizieren.
Coffeinum N 0.2g Tbl.	Coffein	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Colchicum-Dispert 0,5mg Drg.	Trockenextrakt aus Samen Colchici	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Dragee schwierig zu zerkleinern, möglicherweise Schwierigkeiten bei Duodenal-/Jejunalsonde.
Comtess 200mg Tbl.	Entacapon	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Cordarex 200mg Tbl.	Amiodaron	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Applikation möglichst bald nach Herstellen der Suspension, da Arzneistoff lichtempfindlich .
Corvaton retard 8mg Tbl.	Molsidomin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich (Matrixtbl.). Alternative: Corvaton 2/4mg Tbl. (Sonderanforderung) zermörsern und zügig über die Sonde geben; Dosisanpassung, da unretardiert. Arzneistoff ist lichtempfindlich .
Cotrim forte Tbl.	Cotrimoxazol	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Suspension mit mind. 50ml Wasser zubereiten. Alternative: Cotrim E-Saft (in ausreichender Verdünnung).
Crixivan 400mg Kps.	Indinavir	1h vor oder 2h nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Nach Öffnen der Kapseln, Inhalt in saurer Lösung (am besten durch Auflösen in Coca Cola) applizieren. Starke Beeinflussung der Blutspiegel durch die Nahrung (Indinavir zum Essen genommen resultiert in einer möglichen Erniedrigung der Bioverfügbarkeit um bis zu 77%). *Crixivan kann auch mit einer leichten, fettarmen Mahlzeit eingenommen werden.
Cyklokapron 500mg Tbl.	Tranexamsäure	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Decortin 5mg Tbl. Decortin 20mg Tbl. Decortin 50mg Tbl.	Prednison	nach dem Essen (morgens)	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Delix 5mg Tbl. Delix 5 plus Tbl.	Ramipril Ramipril/Hydro- chlorothiazid	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Detrusitol 2mg Tbl.	Tolterodin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
D-Fluoretten Tbl.	Colecalciferol/ Natriumfluorid	vor dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Diamox 250mg Tbl.	Acetazolamid	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Diazepam 5mg Tbl. Diazepam 10mg Tbl.	Diazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Diazepam Tr.
Diazepam 10mg/ml Tr.	Diazepam	unabhängig von Mahlzeit	löslich	Sondenapplikation möglich.
Diblocin PP 4mg Tbl.	Doxazosin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Doxazosin Tbl. (Sonderanforderung) zermörsern und evtl. Verkürzung der Dosierungsintervalle.
Dicodid 10mg Tbl.	Hydrocodon	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Diflucan 50mg Kps.	Fluconazol	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation als Suspension möglich. Alternative: Diflucan Saft (mit ca. 30ml Wasser verdünnen, Sonderanforderung).
Digimerck minor 0,07mg Tbl. Digimerck 0,1mg Tbl.	Digitoxin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Diltiazem 60mg Tbl.	Diltiazem	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/ löslich	Sondenapplikation möglich.
Dipiperon Saft	Pipamperon	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation mit 15-30 ml Wasser verdünnen.
Distraneurin 50mg/ml Mixtur Distraneurin Kps.	Clomethiazol	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation mit ca. 30ml verdünnen. Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Distraneurin Mixtur.

Dociton 10/40mg Tbl.	Propranolol	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Dogmatil 50mg Kps.	Sulpirid	nach dem Essen	nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (Applikation am besten mit der Sondennahrung). Alternative: Dogmatil Saft (Sonderanforderung).
Dormicum Tbl.	Midazolam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Midazolam Trinklösung.
Dostinex 0,5mg Tbl.	Carbergolin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Dreisavit Tbl.	Wasserlösliche Vitamine	unabhängig von Mahlzeit	zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Dytide H Tbl.	Triamteren/ Hydrochlorothiazid	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar,	Sondenapplikation möglich.
Ebixa 10mg Filmtbl.	Memantin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Effortil 7,5mg/ml Tr.	Etilefrin	vor dem Essen	löslich	Sondenapplikation möglich (mit Wasser verdünnen).
Einsalpha 0,25/1µg Kps.	Alfacalcidol	möglichst immer zur gleichen Tageszeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich, Kps. mit öliger Lsg. Alternative: Einsalpha Tr. (Dosisanpassung, Sonderanforderung).
EMB-Fatol 400mg Filmtbl.	Ethambutol	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (immer erst kurz vor der Applikation zermörsern).
Enahexal 5/10mg Tbl.	Enalapril	unabhängig von Mahlzeit	zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Nach Zermörsern Pulver in 10ml Wasser suspendieren und applizieren, Sonde gut nachspülen.
Entocort 3mg Kps.	Budesonid	morgens vor dem Frühstück	nicht zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, enthaltene Pellets mit reichlich Flüssigkeit applizieren.
Epivir 150mg Tbl.	Lamivudin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Epivir Lösung.
Eremfat 300mg Filmtbl.	Rifampicin	nüchtern	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Zermörsern immer erst kurz vor der Applikation.
Ergenyl Chrono 300/500mg Tbl.	Valproinsäure	ca. 1h vor dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich (Matrixtbl.). Alternative: Ergenyl Lösung oder Orfiril Saft, Dosisanpassung, da unretardiert (Sonderanforderung).
Eryfer comp. Tbl.	Eisen(II) sulfat Cyanocobalmin Folsäure	1h vor oder 2h nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Nach dem Öffnen der Kapseln wird enthaltene Eisen oxidiert.
Esidrix 25mg Tbl.	Hydrochlorothiazid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Euglucon N 3,5mg Tbl.	Glibenclamid	unmittelbar vor dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Euphyllong 200/250/375/500mg Retardkps.	Theophyllin	abends vor dem Schlafengehen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, enthaltene Pellets mit reichlich Flüssigkeit applizieren.
Ezetrol 10mg Tbl.	Ezetimib	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Favistan 20mg Tbl.	Thiamazol	nach dem Essen (morgens)	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Nach Zerkleinerung/ Zerfall in Wasser zügig applizieren. Lichtempfindlich!
Ferro sanol duodenal 100mg Kps.	Eisenglycinsulfat	1h vor dem Frühstück bzw. 2h vor oder nach dem Essen	nicht teilbar nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Ferro sanol Tr. (Sonderanforderung) mit Wasser verdünnen oder Ferrlecit Amp. Orale Präparate nicht zusammen mit Levodopa, Methylidopa, Penicillamin, oralen Goldverb., Fluorochinolonen, Bisphosphonaten, Levothyroxin, Tee, Milch, Kaffee, Phytinen, Phosphaten u.a. applizieren. Ca. 2h Abstand zwischen diesen Verbindungen und Eisenpräparaten.
Fluoxetin 20mg Tbl.	Fluoxetin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Folsan 5mg Tbl.	Folsäure	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Fortecortin 4/8mg Tbl.	Dexamethason	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tabletten zerfallen spontan in Wasser zur applikationsgerechten Suspension.
Fosamax 70mg Tbl.	Alendronsäure	nüchtern, 30min vor dem Frühstück	zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Suspension immer erst kurz vor Applikation herstellen, möglichst mit Leitungswasser (kein Mineralwasser). Nicht zusammen mit Al, Ca (Milch, Milchprodukte), Mg, Antazida, Eisenpräparaten geben (2h Zeitabstand einhalten).
Fugerele 250mg Tbl.	Flutamid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Gabapentin 100/300mg Kps.	Gabapentin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar nicht zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Kps. öffnen, Inhalt über die Sonde applizieren.
Gelonida Tbl.	Paracetamol/ Codeinphosphat	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Glucobay 100mg Tbl.	Acarbose	unmittelbar vor dem Essen	zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Da Wirkstoff instabil in wässriger Lösung, erst kurz vor der Applikation lösen.
Glurenorm 30mg Tbl.	Gliquidon	zu Beginn der Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Godamed 500mg Tbl.	Acetylsalicylsäure	nach dem Essen	teilbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Haldol 2mg/ml Tr.	Haloperidol	nach dem Essen	löslich	Sondenapplikation möglich. Mit Wasser verdünnt applizieren. Lichtempfindlich.
Hexobion 100mg Drg.	Pyridoxin	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Dragee zerkleinern und in Wasser dispergieren.
Humantin Pulvis 1000mg	Paromomycin	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar suspendierbar/löslich,	Sondenapplikation möglich. Pulver in Wasser suspendieren
Hylak Plus Tr.	Stoffwechselprodukte von Lactobacillus helveticus und acidophilus	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Nicht zusammen mit Milchprodukten verabreichen, da Ausflockungsgefahr.
Hypnorex retard 400mg Tbl.	Lithiumcarbonat	morgens oder abends nach dem Essen, möglichst immer zur gleichen Tageszeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich.
Ibuprofen 400mg Tbl.	Ibuprofen	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Inegy 10mg/20mg	Ezetimib Simvastatin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Insidon 50mg Drg.	Opipramol	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Irenat Tr.	Natriumperchlorat	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Mit Wasser verdünnt applizieren.
Iscover 75mg Filmtbl.	Clopidogrel	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Ismo 20mg Tbl.	Isosorbidmononitrat	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
ISDN Retard 40mg Kps.	Isosorbiddinitrat	nach dem Essen	nicht zermörserbar, suspendierbar, nicht löslich	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen und Inhalt über die Sonde applizieren. Mit ausreichend Flüssigkeit nachspülen.
Iso-Eremfat 300mg Filmtbl.	Rifampicin, Isoniazid	nüchtern	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (immer erst kurz vor der Applikation zermörsern).
Isoket Retard 120mg Kps.	Isosorbiddinitrat	nach dem Essen	nicht zermörserbar, suspendierbar,	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen und Inhalt über die Sonde applizieren. Mit ausreichend

			nicht löslich	Flüssigkeit nachspülen.
Isomonit 50mg Retard Kps.	Isosorbidmononitrat	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar suspendierbar/löslich,	Sondenapplikation möglich. Die Pellets aus der Kapsel in ein Becherglas geben , mit 10 ml Wasser versetzen, in einer Spritze aufziehen und über die Sonde applizieren.
Isoptin 80mg Filmtbl. Isoptin 120mg Filmtbl. Isoptin RR 240mg Retardtbl.	Verapamil	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Keine Sondenapplikation möglich.
Isozid 100/200mg Tbl.	Isoniazid	nüchtern	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Nicht mit der Sondennahrung applizieren!
Jodid 200µg Tbl.	Kaliumiodid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Kalinor Brtbl.	Kaliumcitrat, Kaliumhydrogencarbonat, wasserfreie Citronensäure	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (mit ca. 50ml Wasser applizieren). Cave: Diarrhöen.
Kanavit 20mg/ml Tr.	Phytomenadion	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Mit ca. 30ml Wasser verdünnt applizieren.
Kapanol 20/50mg Kps.	Morphin	nach dem Essen	nicht zermörserbar, suspendierbar nicht löslich	Sondenapplikation möglich. Kps. öffnen, Pellets zügig applizieren. Die Kapseln und die darin enthaltenen Pellets dürfen nicht gelöst werden, da sonst retardiertes Morphin zu schnell anflutet und kein Retardeffekt mehr besteht.
Klacid pro 250mg Filmtbl.	Clarithromycin	unabhängig von Mahlzeit	zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Klacid 125mg/5ml oder Klacid 250mg/5ml forte Saft (Sonderanforderung).
Kohle-Compretten 250mg Tbl.	med. Kohle	nüchtern	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation nicht empfehlenswert. Bessere Alternative: Ultracarbon Granulat.
Konakion MM 2mg oral Amp.	Phytomenadion	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Mit Wasser verdünnt applizieren.
Kreon 25000I.E. Kps.	Pankreas-Pulver	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht /bedingt zermörserbar, bedingt suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Kapsel öffnen, Pellets mit Sondennahrung und viel Flüssigkeit mischen (Verstopfungsgefahr) und innerhalb von 10-15 min applizieren.
Lamictal 50mg Tbl.	Lamotrigin	nach dem Essen, möglichst immer zur gleichen Tageszeit	zermörserbar, löslich	Sondenapplikation möglich.
Lanitop E 0,15mg Tbl. Lanitop 0,1mg Tbl.	Metildigoxin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Lanitop Liquidium (Sonderanforderung).
Lasix 40mg Tbl. Lasix 500mg Tabs	Furosemid	nüchtern	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Zügig verarbeiten, Arzneistoff ist lichtempfindlich .
Laxoberal 7,5mg/ml Tr.	Natriumpicosulfat	unabhängig von Mahlzeit, abends	löslich	Sondenapplikation möglich. Cave: enthält zusätzlich Sorbit.
Laxofalk Btl.	Macrogol 4000	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Lexotanil 6mg Tbl.	Bromazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Limptar N Tbl.	Chinin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Lioresal 5/10mg Tbl.	Baclofen	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Lonolox 10mg Tbl.	Minoxidil	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (Sonderanforderung).
Lopedium 2mg Kps.	Loperamid	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Kapselinhalt in 10ml Wasser suspendieren und rasch applizieren.

Lormetazepam 1 mg Tbl.	Lormetazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Lorzaar 50mg protect Filmtbl.	Losartan	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
L-Thyroxin 50/100µg Tbl.	Levothyroxin-Natrium	30min. vor dem Frühstück	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Einnahme nüchtern vor dem Frühstück, da gleichzeitige Applikation mit Nahrung die Resorption von Levothyroxin beeinflusst. Auch gleichzeitige Einnahme mit aluminiumhaltigen Substanzen (Antazida, Sucralfat) oder Eisensalzen kann die Resorption von Levothyroxin vermindern. Deshalb zeitlicher Abstand von 2h.
Ludiomil 25mg Filmtbl.	Maprotilin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Madopar 125 T Tbl.	Levodopa/Benserazid-HCL	mind. 30min vor oder 1h nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich (sehr Sauerstoffempfindlich). Bessere Alternative: Madopar LT (Tablette nicht zermörsern , zerfällt nach ca. 20 sec gleichmäßig). Eiweißreiche Nahrung vor und mit der Einnahme vermeiden (Sonderanforderung).
Madopar Depot Retardkps.	Levodopa/Benserazid-HCL	mind. 30min vor oder 1h nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar / löslich Kps. nicht öffnen	Keine Sondenapplikation möglich (Hydrokolloidmatrix quillt und setzt den Wirkstoff über die Diffusion frei. Depoteffekt ist an der Hülle gebunden). Alternative: Madopar LT Tbl. (Dosisanpassung, da unretardiert, Sonderanforderung).
Magnesium Verla N Drg.	Mg-L-hydrogen-glutamat, Mg-citrat	vor dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Magnesium Verla N Konzentrat.
Magnesium Verla Konz.	Magnesiumbis (hydrogenasparat) Dihydrat	vor dem Essen	löslich	Sondenapplikation möglich.
Magnetrans forte Kps.	Magnesiumoxid	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich.
Mapox 800mg Tbl.	Aciclovir	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Aciclovir i.v. 250mg (Dosisanpassung).
Marcumar 3mg Tbl.	Phenprocoumon	abends vor oder nach dem Essen, 2h Abstand	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Wirkstoff setzt sich in Suspension sehr stark ab. Bei Applikation gut nachspülen um Dosierungsgenauigkeit zu gewährleisten. Möglichst 2h Nahrungspause vor und nach Marcumar-Gabe.
Megacillin oral 1 Mega Filmtbl.	Phenoxymethylpenicillin	1h vor dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Melneurin 25mg Drg.	Melperon	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Eunerpan Liquidum (Sonderanforderung).
Methergin 0,125mg Drg.	Methylergometrin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Methergin Tropflösung (Sonderanforderung).
Methyldopa 250mg Filmtbl.	Methyldopa	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Metformin 500/850/1000 mg Tbl.	Metformin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Midazolam Trinklösung 1 mg/ml	Midazolam	unabhängig von Mahlzeit	löslich	Sondenapplikation möglich.
Milgamma 100mg Drg.	Benfotiamin/Pyridoxin-HCL	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (nach guter Zerkleinerung).
Mirtazapin 30mg Tbl.	Mirtazapin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Moronal 100000I.E./ml Susp.	Nystatin	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation mit ca. 15-30ml Wasser verdünnen.
Movicol Btl.	Macrogol 3350	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation in 125 ml Wasser lösen.

Moxonidin 0,2/0,3mg Tbl.	Moxonidin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Mucofalk Btl.	Plantago ovata Samen	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Mucosolvan 30mg Tbl.	Ambroxol	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Mucosolvan Saft (vor Applikation mit 15-30ml Wasser verdünnen).
Multibionta plus C Brtbl.	Vitamine	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Brtbl. auflösen und über die Sonde applizieren.
Multibionta forte N Kps.	Vitamine	zu oder nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Multibionta Brtbl.
Munobal 5mg Tbl.	Felodipin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: auf andere Ca-Antagonisten ausweichen.
Musaril 50mg Tbl.	Tetrazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Mutaflor 100mg Kps.	E.coli	zu dem Frühstück		Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Mutaflor Susp.
Mylepsinum 250mg Tbl.	Primidon	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Liskantin Saft (Sonderanforderung).
Myocholine-Glenwood 25mg Tbl.	Bethanechol	1h vor oder 2h nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Nacom 100/250mg Tbl.	Carbidopa/Levodopa	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tbl. in Glas Wasser geben, zerfallen lassen, umrühren und gleich applizieren.
Neo-Gilurytmal 20mg Filmtbl.	Prajmaliumbitar-Trat	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Nepresol 25mg Tbl.	Dihydralazin	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Neurocil 40mg/ml Tr.	Levomepromazin	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (vor Applikation mit Wasser verdünnen).
Nexium MUPS 40mg Tbl.	Esomeprazol	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilen, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette in eine geeignete Spritze geben und mit ungefähr 25ml (für manche Sonden 50ml nötig) Wasser und 5 ml Luft füllen. Die Spritze wird ungefähr 2 min geschüttelt bis die Tablette sich auflöst. Die Spritze mit der Spitze nach oben halten und prüfen, dass sie nicht verstopft ist. Spritze auf die Sonde setzen und noch mal schütteln und nach unten halten. 5-10ml injizieren, dann umdrehen und schütteln (um Verstopfen zu verhindern). Diesen Vorgang wiederholen bis die Spritze leer ist.
Nolvadex 20mg Tbl.	Tamoxifen	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Cave: Antiöstrogen, Schutzmaßnahmen beachten: Handschuhe, Mundschutz, keine Zubereitung durch Schwangere.
Nootrop 800mg Tbl.	Piracetam	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Novalgin 500mg/ml Tr. Novalgin Tbl.	Metamizol	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (vor Applikation mit Wasser verdünnen). Bessere Alternative: Novalgin Tr.
Novodigal mite 0,1mg Tbl. Novodigal 0,2mg Tbl.	β-Acetyldigoxin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette in kleines Becherglas mit 3-5ml Wasser geben, nach 60-90min. ist die Tablette zerfallen. Die Suspension kann dann mit ca. 30ml Wasser appliziert werden.
Novonorm 0,5/1/2 mg Tbl.	Repaglinid	unzerkaut vor dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich.
Optalidon N Drg.	Propyphenazon/ Coffein	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Palladon 4/8/16mg Retardkps.	Hydromorphon	Einnahme nach dem festen Zeitplan	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Da retardierte Pellets von unterschiedlicher Größe, CH ≥ 19 verwenden. Nicht in Wasser suspendieren (da hygroskopisch), sondern mit Sondennahrung applizieren.
Pantozol 20/40mg Tbl.	Pantoprazol	1h vor dem Essen	nicht teilbar, bedingt zermörserbar, bedingt suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Nexium 40mg Tbl.
Paroxat 20mg Tbl.	Paroxetin	morgens, zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Partusisten 5mg Tbl.	Fenoterol	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Paspertin 10mg Filmtbl.	Metoclopramid	nüchtern	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation nicht empfehlenswert. Bessere Alternative: Paspertin Tropfen.
Pentasa 500mg Tbl.	Mesalazin	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tbl. in Wasser dispergieren, umrühren und die enthaltenen Mikrokapseln als Suspension applizieren.
Phenhydan 100mg Tbl.	Phenytoin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Cave: Interaktion mit Sondennahrung, deshalb mind. 1h zeitlicher Abstand zwischen Phenytoin und Sondennahrung.
L-Polamidon 100mg/20ml Tr.	Levomethadon	unabhängig von Mahlzeit	löslich	Sondenapplikation möglich (mit ca. 30ml Wasser verdünnen).
Pravidel 2,5mg Tbl.	Bromocriptin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Cave: Arzneistoff ist lichtempfindlich .
Prepacol Tbl./Lsg.	Bisacodyl/ Natriumphosphate	nüchtern	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Tabletten : Keine Sondenapplikation möglich. Lösung: Sondenapplikation möglich.
Presomen 0,6mg Drg. Presomen 1,25mg Drg.	konjugierte Estrogene	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, bedingt suspendierbar/ löslich	Sondenapplikation eingeschränkt möglich. Duodenal-/Jejunalsonde bevorzugen, da bei gastraler Applikation der Wirkstoff durch die Magensäure zerstört wird. Zum Abpuffern Flüssignahrung geben.
Progynova 21 Drg. Progynova 21 mite Drg.	Estradiolvalerat	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Prostagutt mono Kps.	Saegepalmenfruchtextrakt	unabhängig von Mahlzeit	nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich.
Pyrafat 500mg Filmtbl.	Pyrazinamid	nach dem Essen (morgens)	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Quantalan Pulver	Colestyramin	vor dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich (alle Austauschharze quellen stark→Verstopfungsgefahr!).
Querto 6,25/12,5/ 25mg Tbl.	Carvedilol	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Ranitic 300mg Filmtbl.	Ranitidin	nach dem Abendessen oder vor dem Schlafengehen	zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich. Tablette zermörsern, mit ca. 10ml Wasser verreiben und erhaltene Suspension applizieren. Nicht zusammen mit Sondenkost geben.
Rekawan 600mg Kps.	Kaliumchlorid	nach dem Essen	nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Öffnen der Gelatine kapseln und Applikation des Kapselinhalts nicht empfehlenswert, da Diffusions-/ bzw. Matrixpellets. Alternative: Rekawan Granulat (Sonderanforderung) oder Kalinor Brtbl.
Reparil 40mg Drg.	Aescin	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich.
Resochin 250mg Tbl.	Chloroquin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Wirkstoff ist lichtempfindlich , deshalb zügig verarbeiten. Alternative: Weimerquin Sirup (Sonderanforderung).
Retrovir 250mg Kps.	Zidovudin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar (nicht öffnen!), nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/ löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Alternative: Retrovir Lsg. (pH 5-6) mit ca. 30 ml Wasser verdünnen. Schutzmaßnahmen (Mundschutz, Handschuhe) – insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter - beachten!

Riopan 1600mg Btl.	Magaldrat	1h nach dem Essen und vor dem Schlafengehen	nicht teilbar, nicht zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Risperdal 1mg Filmtbl.	Risperidon	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Risperdal Lösung (Sonderanforderung), mit Wasser verdünnt applizieren.
Rivotril 0,5mg Tbl. Rivotril 2mg Tbl.	Clonazepam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Rivotril Tropfen (pH 3,6-4,1), mit Wasser verdünnt applizieren (Sonderanforderung).
Rohypnol 1mg Filmtbl.	Flunitrazepam	direkt vor dem Schlafengehen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Rytmonorm 150mg Filmtbl.	Propafenon	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Sab simplex Kautbl.	Dimeticon	nach dem Essen	nicht teilbar	Sondenapplikation nicht empfehlenswert. Alternative: Sab simplex Suspension.
Sab simplex Susp.	Dimeticon	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (pH 4,6), mit 15-30ml Wasser verdünnt applizieren.
Salofalk 500mg Tbl.	Mesalazin	1h vor dem Essen	nicht teilbar, bedingt zermörserbar, bedingt suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (magensaftresistenter Überzug, Applikation nach Zerkleinerung nur über die Duodenal-/Jejunalsonde möglich). Alternative: Pentasa 500mg Tbl.
Sandimmun Optoral 50mg Kps.	Ciclosporin	zu dem Essen (fetthaltig)	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich. Weichgelatineks, nicht öffnen! Alternative: Sandimmun Optoral Lsg. (mit 30ml Wasser verdünnen und gut umrühren, evtl. Blutspiegel bestimmen, Sonderanforderung).
Saroten retard 75mg Tabs	Amitriptylin	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich, da Hydrogelmatrixtbl. Durch Zerkleinern/Zermörsern wird Retardprinzip zerstört. Alternative: Amineurin Retardkps. (Sonderanforderung). In Kapsel enthaltene Pellets in Wasser suspendieren und applizieren, gut nachspülen. Pellets nicht zermörsern.
Selegilin 5mg Tbl.	Selegilinhydrochlorid	morgens oder mittags nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Sevredol 10/20mg Filmtbl.	Morphin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Sifrol 0,18mg Tbl.	Pramipexol	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Silomat Tr.	Clobutinol	unabhängig von Mahlzeit	löslich	Sondenapplikation möglich. Vor Applikation mit 15-30ml Wasser verdünnen.
Simvahexal 20/40mg Filmtbl.	Simvastatin	abends, nüchtern oder zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich, gut nachspülen.
Sinupret forte Tbl.	Pflanzliche Inhaltsstoffe	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Sobelin 1,2g/80ml Granulat	Clindamycin	nach dem Essen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. In Wasser lösen (häufige NW: Diarrhöe).
Sotalol 80/160mg Tbl.	Sotalol	nicht zum Essen	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Sortis 10/20mg Filmtbl.	Atorvastatin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (gut nachspülen).
Spasmex 15mg Filmtbl.	Tropiumchlorid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Zermörsern und als Suspension applizieren.
Stadalax 5mg Drg.	Bisacodyl	nüchtern	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar	Keine Sondenapplikation möglich, da magensaftresistenter Überzug. Alternative: Laxoberal Tr.
Stangyl 100mg Tabs.	Trimipramin	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette zermörsern, in Wasser suspendieren und dann applizieren.
Stilnox 10mg Filmtbl.	Zolpidem	direkt vor dem Schlafengehen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.

Supracyclin 100mg Tabs	Doxycyclin	zu dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tabs in 50ml Wasser zerfallen lassen. Resorption kann durch Al, Ca (Milch, Milchprodukte), Mg, Antazida, Eisenpräparate, med. Aktivkohle, Colestyramin beeinträchtigt werden. Deshalb sollten derartige Arznei-/Nahrungsmittel in einem zeitlichen Abstand von 2-3h eingenommen werden.
Tafil 0,5mg Tbl.	Alprazolam	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar	Sondenapplikation möglich.
Tambocor 100mg Tbl.	Flecainid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Tavanic 500mg Tbl.	Levofloxacin	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Resorption kann durch Al, Ca (Milch, Milchprodukte), Mg, Antazida, Eisenpräparate, med. Aktivkohle beeinträchtigt werden, deshalb sollten derartige Arznei-/Nahrungsmittel in einem zeitlichen Abstand von 2-3h eingenommen werden.
Tavor 1mg Tbl.	Lorazepam	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Tegretal 400mg Retardtbl. Tegretal 200mg Tbl.	Carbamazepin	nach dem Essen zu oder nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tablette zerfällt in lauwarmem Wasser in Mikropartikel (Retardeffekt bleibt dabei erhalten, nicht zermörsern!) und Suspension zügig applizieren. CH mind. 12! Gut mit Wasser spülen, um Quellen der Partikel in der Sonde zu minimieren.
Tiapridex 100mg Tbl.	Tiaprid	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Torem 10/200mg Tbl.	Torasemid	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Tramal Tr.	Tramadol	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Mit ca. 30ml Wasser verdünnen.
Tramal long 100mg Tbl.	Tramadol	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich, da Retardüberzug. Alternative: Tramal Tr. (Dosis und Dosierungsintervall anpassen).
Tranxilium 50mg Filmtbl.	Dikaliumchlorazepat	nüchtern, vor dem Schlafengehen	teilbar, zermörserbar suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Tranxilium 5/10mg Kps.	Dikaliumchlorazepat	nüchtern, vor dem Schlafengehen	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Öffnen der Kapsel sowie deren Lösung erst unmittelbar vor Applikation, da Wirkstoff lichtempfindlich .
Tremarit 5mg Tbl.	Metixen	unabhängig von Mahlzeit	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Trental 600mg Tbl.	Pentoxifyllin	nach dem Essen	teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich (Matrixtablette). Alternative: Trental 100mg Amp.
Tromcardin forte Tbl.	Kalium- und Magnesiumhydrogenasparat	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich, da magensaftresistenter Überzug.
Ubretid 5mg Tbl.	Distigminbromid	nüchtern, morgens	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Problem →Sondenverstopfung, daher zerriebene Tbl. in Wasser suspendieren und sofort applizieren, sowie die Sonde gut nachspülen. Alternative: Ubretid Amp. (Dosisanpassung).
Ulcogant 1g/5ml Btl.	Sucralfat	nüchtern	Bedingt suspendierbar/löslich	Alternative: Ulcogant IC-Suspension (Sonderanforderung) ist dünnflüssiger. Vor Applikation mit ca. 30ml Wasser verdünnen. Nicht zusammen mit Fluorchinolonen, Tetracyclinen, Tobramycin, Colistin, Ampho B, Phenytoin, Sulpirid, Digoxin, H ₂ -Blocker, Ketoconazol, Theophyllin in retardierter Form, Levothyroxin, Ursodeoxycholsäure, u.a. geben, da deren Resorption klinisch relevant beeinträchtigt wird.
Ultracarbon 50g Granulat	Medizinische Kohle	nüchtern	zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Unacid PD oral 375mg Tbl.	Sultamicillin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative : Unacid PD oral Susp. (Sonderanforderung).

Uralyt-U Granulat	K-/Na-hydrogencitrat	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Uromitexan 400/600mg Tbl.	Mesna	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Uromitexan i.v. (Dosisanpassung).
Ursofalk 250mg Kps.	Ursodeoxycholsäure	abends vor dem Schlafengehen	nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Bessere Alternative: Ursofalk Susp. (vor Applikation mit 15-30ml Wasser verdünnen, Sonderanforderung).
Valoron N Tr.	Tilidin-HCl/ Naloxon-HCl	unabhängig von Mahlzeit	suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (mit 15-30ml Wasser verdünnen).
Valoron N retard 100/8mg Tbl.	Tilidin/Naloxon	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, nicht zermörserbar, nicht suspendierbar/löslich	Keine Sondenapplikation möglich (Retardform). Alternative: Valoron Tr. (Dosis und Dosierungsintervall anpassen).
Vigantoletten 1000 I.E. Tbl.	Colecalciferol	nach dem Essen	teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Voltaren dispers 50mg Tbl.	Diclofenac	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Tabletten zerfallen rasch im Wasser.
Voltaren Resinat 75mg Kps.	Diclofenac	nach dem Essen	nicht teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich (CH>10). Kapselinhalt in Wasser suspendieren, zügig applizieren, da Verstopfungsgefahr.
Xipamid 10/ 40mg Tbl.	Xipamid	morgens, nach dem Frühstück	teilbar, nicht zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Zinnat 500mg Filmtbl.	Cefuroxim	nach dem Essen	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Alternative: Zinnat-Trockensaft (Sonderanforderung).
Zofran 4/8mg Filmtbl.	Ondansetron	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich.
Zyprexa 5/10mg Filmtbl.	Olanzapin	unabhängig von Mahlzeit	nicht teilbar, zermörserbar, suspendierbar/löslich	Sondenapplikation möglich. Da Wirkstoff lichtempfindlich und hygroskopisch , sollte Zerkleinerung unmittelbar vor Applikation erfolgen.

Anmerkungen:

nach dem Essen: i.d. Regel ca. 30min nach dem Essen
vor dem Essen: i.d. Regel ca. 30min-1h vor dem Essen
nüchtern: i.d. Regel 1h vor dem Essen auf leeren Magen
teilbar: Bruchrille vorhanden
CH= Charriere=1F=0,33mm

Quellen:

Anwendungshinweise zu Peroralia, Andreas Pfaff, 1.Auflage 2001

Firmenankünfte,

Fachinformationen auf CD-ROM, Ausgabe 2005

Bearbeitet und zusammengestellt von: Y. Witte, Pharmaziepraktikantin, A. Litzinger, Apothekerin,

T. Scherer, PTA, K. Klein, PTA